

SANGLE DE TRANSFERT

RÉFÉRENCE
SIIM426



La sangle de transfert Haussière molletonnée MULTIGLIDE® est une sangle multifonction. Elle permet au soignant de maintenir le patient dans une position ergonomique pour les soins en lui offrant un support confortable et une prise efficace.

La sangle Haussière molletonnée MULTIGLIDE® peut être utilisée comme une aide à la mobilité d'une personne assise, pour la mobilisation ou le rehaussement au lit et au fauteuil, ou avec une planche de transfert assis-assis.

Composée d'une face antidérapante côté patient et d'une face extérieure à basse friction, elle facilite le glissement sous le patient et sécurise la mobilisation ■

LES PRODUIT

Face antidérapante côté patient.

2 dragonnes permettant **une prise efficace**.

Confortable pour le patient.

OPTIONS

MOUSTACHE



MULTIGLIDE



SPLIT



La sangle Haussière peut être utilisée avec l'appui tibial MOUSTACHE®, un drap MULTIGLIDE® ou encore une planche de transfert SPLIT® par exemple.




VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	HAUSSIÈRE MOLLETONNÉE MULTIGLIDE®
DESCRIPTION COURTE :	SANGLE DE TRANSFERT
RÉFÉRENCE :	SIIM426
DATE DE MISE À JOUR :	14/05/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	05708012001798
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	3
POIDS :	1 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	IMMEDIA
ORIGINE :	DANEMARK

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Manutention manuelle par une tierce personne pour aider et sécuriser le rehaussement au lit et au fauteuil, les transferts assis-assis avec une planche. Doit être utilisé en respectant des principes de mobilisation sécuritaires.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne pas utiliser pour un rehaussement depuis le sol. Après utilisation, la sangle Haussière molletonnée Multiglide® ne doit pas rester sur le sol.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases, acides, eau de javel, assouplissant et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. • Lavage à 60° en machine et séchage à 60°. • Blanchisserie interdite. • Ne pas repasser.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Mousse de polyuréthane, nylon, polyester.
CONDITIONNEMENT :	1 sachet contenant la sangle de transfert Haussière molletonnée Multiglide® et sa fiche technique.
COULEUR :	Noir, vert
DIMENSIONS :	21 x 60 cm