

KIT MODULAIRE DE RÉÉDUCATION

RÉFÉRENCE
CHO1891NC



La méthode LEONARDO® est un kit modulaire de rééducation permettant le contrôle du mouvement du patient ainsi que la création d'exercices de rééducation.

La mallette complète LEONARDO® regroupe différents kits : la tablette modulaire et le système de contrôle postural. Elle inclue également d'autres outils de rééducation orthopédique et neurologique permettant de créer des exercices ciblés et personnalisés pour chaque patient.

Conçue pour le contrôle postural et la création d'exercices de rééducation, cet ensemble représente une réponse immédiate et efficace aux différentes exigences thérapeutiques d'exercice quotidien. Sa structure modulaire permet de créer de nombreux outils avec un nombre réduit d'éléments, ce qui en facilite l'utilisation à domicile ■

LES PRODUIT

Facilement utilisable à domicile.

Multiplicité des exercices réalisables.

Produit multipatient.

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



OPTION

RÉF : CHO1869NC



Tablette de rééducation proprioceptive permettant de créer des exercices progressifs et variés grâce à la présence d'une série de trous et de différents pions magnétiques (charnières, demi-sphères, sphères). Une seule tablette permet donc de créer plusieurs exercices.



VOTRE CONSEILLER

ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	LEONARDO®
DESCRIPTION COURTE :	MÉTHODE LEONARDO KIT MODULAIRE DE RÉÉDUCATION
RÉFÉRENCE :	CHO1891NC
DATE DE MISE À JOUR :	10/07/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS (HORS PIÈCES D'USURE)
N° D'IDENTIFICATION UDI :	EN COURS D'OBTENTION
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	10 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	NA
FABRICANT :	CHINESPORT
ORIGINE :	ITALIE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur.

INDICATIONS D'UTILISATION :	Indiqué pour l'utilisation dans le cadre de rééducation : série d'outils destinés à agir sur les processus cognitifs, notamment sur la perception, sur l'attention et le contrôle du geste moteur. Nécessite une formation personnelle du thérapeute au préalable et une évaluation soignée de la condition du patient afin de définir le bon parcours de rééducation.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases acides, eau de javel, assouplissant et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Essuyage avec un papier non tissé, séchage à l'air libre.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Bois, acier inoxydable.
CONDITIONNEMENT :	1 mallette contenant la méthode LEONARDO® complète ou la planche modulaire LEONARDO®, un DVD de présentation et la fiche technique.
COULEUR :	Couleur bois.
DIMENSIONS :	48 x 24 x h 46 cm