

DISQUE DE TRANSFERT PIVOTANT RIGIDE

RÉFÉRENCE
SIIM99700



PEDITURN® est un disque de transfert pivotant rigide.
Grâce à ses deux disques en plastique antidérapant, PEDITURN® permet d'accompagner facilement un patient lors d'un transfert entre deux plans par rotation sur le disque.

Ce disque rigide peut être posé sur tout type de plans ■

LES + PRODUIT

Peut être utilisé pour un transfert assisté.
Facilement transportable grâce à sa poignée.


OPTIONS

OLIVIA



Le disque de transfert peut être associé à une sangle de transfert (OLIVIA® par exemple) et à l'appui tibial anti abduction/adduction MOUSTACHE® pour réaliser un transfert assisté.

MOUSTACHE



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER

ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK



FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	PEDITURN®
DESCRIPTION COURTE :	DISQUE DE TRANSFERT PIVOTANT RIGIDE
RÉFÉRENCE :	SIIM99700
DATE DE MISE À JOUR :	23/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	05708012001507
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	1,25 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	IMMEDIA
ORIGINE :	DANEMARK

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Manutention manuelle par une tierce personne, entre deux plans de transfert, d'un sujet présentant une incapacité de piétinements. Peut être utilisé pour un transfert assisté si l'usage de ce produit est adapté au patient. S'utilise sur tous les types de sols intérieurs et extérieurs. En zone humide, vérifier l'adhérence au sol.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne jamais séparer les deux faces du disque. Après utilisation, le disque de transfert PEDITURN® ne doit pas rester sur le sol.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	TPU/ABS, PEHD, cuivre, acier.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant le disque de transfert pivotant rigide PEDITURN® et sa fiche technique.
COULEUR :	Gris.