

## POUR L'INSTALLATION D'UNE SANGLE DE SOULÈVE PERSONNE

### RÉFÉRENCES

SIIM437 - AU LIT

SIIM437S - AU FAUTEUIL



**P**OSISANGLE® facilite l'installation de la sangle de levage au lit ou au fauteuil.

Le passage de la sangle de levage entre les deux feuilles de glissement en nylon ultra basse friction, se réalise en douceur, dans un confort de travail pour le soignant et le patient.

Lorsque la sangle de levage est bien positionnée, la partie supérieure de POSISANGLE® doit alors être retirée (par glissement) avant le levage.

POISISANGLE® sera très utile pour les soignants qui réalisent des levages fréquents avec des patients lourds ou qui ne doivent pas être déplacés pour l'installation du harnais.

Grâce à ses poignées ergonomiques situées de chaque côté du drap, il est aisé de mobiliser le patient dans le lit ■

## LES + PRODUIT


Tissu nylon ultra basse friction **réduisant le risque de coupure et de friction pour le patient.**

Poignées **facilitant la mobilisation.**

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



VOTRE CONSEILLER



**ALTER ECO SANTE**  
7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE  
TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65  
[CONTACT@ALTERECOSANTE.NET](mailto:CONTACT@ALTERECOSANTE.NET) / [WWW.ALTERECOSANTE.NET](http://WWW.ALTERECOSANTE.NET)

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

## FICHE TECHNIQUE

REF	Désignation	Dimensions	Poids
SIIM437 N° Identification UDI : 05708012446872	Pour l'installation d'une sangle de soulève personne au lit	120 x 150 cm	0,5 kg
SIIM437S N° Identification UDI : 05708012481132	Pour l'installation d'une sangle de soulève personne au fauteuil	100 x 80 cm	0,4 kg



PRODUIT :	POISISANGLE®
DESCRIPTION COURTE :	POUR L'INSTALLATION D'UNE SANGLE DE SOULÈVE PERSONNE
RÉFÉRENCE :	SIIM437 SIIM437S
DATE DE MISE À JOUR :	30/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	VOIR TABLEAU REF
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	300 KG
FABRICANT :	IMMEDIA
ORIGINE :	DANEMARK

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Manutention manuelle par une tierce personne, permettant le positionnement d'une sangle de soulève personne de façon aisée.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne pas laisser au sol après utilisation.</b>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. <b>Produits interdits :</b> Solvants, bases, acides, eau de javel, assouplissant et produits abrasifs. <b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes. • Lavage en machine à une température maximale de 80 °C. • Lavage à la main, trempage et essuyage. • Séchage en machine à faible température avec programme linge délicat. • Blanchisserie interdite.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	100% nylon.
CONDITIONNEMENT :	1 sachet contenant 1 POISISANGLE® et sa fiche technique.
COULEUR :	Tissu vert, sangles noires.