

RÉÉDUCATION DU MEMBRE SUPÉRIEUR

RÉFÉRENCE
KITCOMPMEMBSUPNC

La station ergomobile complète est conçue pour être utilisée à la fois comme un poste de travail mobile et comme meuble de rangement de la gamme TEOREMA®. Ce poste de travail mobile est équipé d'une tablette escamotable robuste et d'étagères amovibles. La tablette centrale est ajustable en hauteur.

Les poignées latérales et les roulettes freinées permettent de déplacer facilement le guéridon.

La station ergomobile TEOREMA® peut être équipée de nombreux accessoires adaptés, qui permettent de constituer jusqu'à 4 ateliers pouvant fonctionner en simultané.

Les modules TEOREMA® proposent + de 50 exercices pour la rééducation du membre supérieur et la réadaptation aux gestes de la vie quotidienne.

Dans sa version complète, TEOREMA® est composée d'une station ergomobile version Poulithérapie et comprend 2 bacs amovibles, 1 tableau pour 4 modules rectangles, 1 tableau pour 2 modules carrés, 1 tablette inclinable pour 1 moule rectangle ainsi que 7 modules d'exercices ■



Photo : Station ergomobile version standard équipée de modules (KITCOMPMEMBSUPNC)

LES + PRODUIT

Les différents modules **sont résistants et simples à désinfecter.**

Les exercices peuvent s'effectuer **debout ou assis, en position verticale, horizontale ou en inclinaison entre 0° et 90°.**

Les stations permettent d'animer une séance avec **4 utilisateurs.**

Les exercices individuels sont **adaptés à la progression thérapeutique.**

OPTIONS

CHAR10008NC



Exemple base rectangulaire

20 modules à base rectangule.

7 modules à base carrée.

CHAR10048NC



Exemple base carrée

7 accessoires pour configurer des sets avec modules planches à trous.

CHAR10033NC



Exemple accessoires modules planches à trous

Pour plus d'informations, consulter le tarif général.

© NFCA Pictures




VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE
7 IMPASSE PRADIÉ — 31270 VILLENEUVE TOLOSANE — FRANCE
TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65
CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE

REF	Désignation	Dim.
KIT COMP MEMB SUPNC	Station Ergomobile TEOREMA version Poulie thérapie équipée de modules comprenant : 1 station Ergomobile Poulie thérapie - 2 bacs amovibles - 1 tableau pour 4 modules rectangles - 1 tableau pour 2 modules carrés - 1 tablette inclinable pour 1 module rectangle - 7 modules d'exercices : <i>planche 30 trous CHAR10044NC et planche à 75 trous CHAR10045NC livrées avec 16 chevilles alu, 8 disques olympiques, 16 pions magnétiques, 16 sphères plastik 2 cm et 16 sphères plastik 4 cm, planche circuit long CHAR10048NC, planche arc magique mobile CHAR10054NC, planche escalade CHAR10056NC, planche spirale verticale CHAR10009NC, planche jeux de vis CHAR10022NC</i>	106 x 68 x h 161 cm
CHAC 0659NC	Bac amovible pour accessoires avec crochets d'accroche	39 x 13 x h 13 cm

PRODUIT :	STATION ERGOMOBILE TEOREMA®
DESCRIPTION COURTE :	RÉÉDUCATION DU MEMBRE SUPÉRIEUR
RÉFÉRENCES :	KITCOMPMEMBSUPNC ACCESSOIRES / SE RÉFÉRER AU TARIF
DATE DE MISE À JOUR :	02/07/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS (*HORS PIÈCES D'USURE)
N° D'IDENTIFICATION UDI :	EN COURS D'OBTENTION
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	3
POIDS :	55 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	NA
FABRICANT :	CHINESPORT
ORIGINE :	ITALIE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur



INDICATIONS D'UTILISATION :	Utilisation dans le cadre de la rééducation des membres supérieurs. Les 4 freins de roulettes doivent être actionnés avant toute séance de travail sur la station ergomobile. La tablette coulissante doit être rétractée avant chaque déplacement de la station ergomobile. Les deux panneaux mobiles position haute doivent être montés pour pouvoir recevoir la grille de poulie thérapie. Le montage se fait sans outils. Permet d'animer une séance avec 4 utilisateurs.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.

HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	PVC – polyéthylène, acier, peinture époxy, complexage de bois.
CONDITIONNEMENT :	1 carton palette contenant une station ergomobile TEOREMA® complète.
COULEUR :	Châssis blanc. Tablettes couleur hêtre.