

## APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION

RÉFÉRENCE  
RUVLM3000NC



**L**e STANDING LV est un appareil modulaire de verticalisation, permettant la station debout en toute sécurité.

Particulièrement adapté aux centres de rééducations, centres hospitaliers, hébergements pour personnes âgées, il s'utilise également au domicile.

Il est principalement destiné à des patients présentant une diminution importante de la fonction motrice des membres inférieurs.

Il a été conçu pour assurer une verticalisation avec une double sécurité. Equipé de coussins au niveau de l'appui-fessier, des hanches et des genoux, le STANDING LV assure un maintien confortable pour le patient.

Grâce à son système télescopique, compensé par ressort, il est aisé d'obtenir un réglage en hauteur sans effort.

Le verticalisateur STANDING LV est équipé de roulettes pour faciliter son déplacement.

Ses nombreuses options permettent de l'adapter à différents profils de patients ■

### LES + PRODUIT

**Nombreux réglages** en hauteur et en profondeur pour un confort maximum.

**L'appui fessier double bras** bénéficie d'un verrouillage à double sécurité.

**Système télescopique** permettant un réglage en hauteur sans effort.

### OPTIONS

Appui-dos inclinable avant/arrière, réglable en hauteur  
Réf : RUVAL2340NC

Appui-thoracique réglable en hauteur  
Réf : RUVAT3041NC

Appui-frontal réglable en hauteur  
Réf : RUVAL3042NC

### ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65


CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

VISIONNEZ NOS VIDEOS SUR LA CHAINE ALTER ECO SANTE



VOTRE CONSEILLER



## LES RÉGLAGES

Dim. en mm par rapport au sol	Hauteur de la tablette	Hauteur de l'appui-fessier	Hauteur de l'appui-genoux	Encombrement Largeur/Longueur	Poids
Modèle Adulte	900 à 1 250 mm	700 à 1 050 mm	400 à 600 mm	750 à 800 mm	40 kg



## FICHE TECHNIQUE

PRODUIT :	STANDING LV
DESCRIPTION COURTE :	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION
RÉFÉRENCE :	RUVLM3000NC
DATE DE MISE À JOUR :	02/07/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	EN COURS D'OBTENTION
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	4
POIDS :	40 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	95 KG
FABRICANT :	RUPIANI
ORIGINE :	FRANCE

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Verticalisation par une tierce personne d'un sujet présentant des difficultés de verticalisation autonome et à la station debout. Indiqué pour les sujets présentant une diminution importante de la fonction motrice des membres inférieurs. Doit être utilisé à plat sur une surface plane.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</b> <b>Procéder à une révision du verticalisateur avant toute nouvelle utilisation.</b> <b>Ne pas manœuvrer le réglage de la tablette en hauteur si la tablette et le bras ne sont pas installés sur l'appareil.</b> <b>Ne pas laisser un patient seul sur l'appareil.</b>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. <b>Produits prohibés :</b> Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. <b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes. Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Acier, mousse polyuréthane injectée, bois, époxy et/ou chrome.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant 1 verticalisateur Standing LV, sa fiche technique et sa notice de montage.
COULEUR :	Gris.