

BARRE D'APPUI XL POUR BAIGNOIRE

RÉFÉRENCE
SUN12310



La barre d'appui XL pour baignoire NENGO® est conçue pour faciliter l'entrée et la sortie de la baignoire. Fixée sur le rebord de la baignoire, elle aide à passer le rebord plus facilement. Elle offre ainsi une assurance et une stabilité supplémentaire à l'utilisateur. La largeur de la barre d'appui NENGO® assure une préhension aisée ■

LES + PRODUIT

Facile à installer : **pas besoin d'outils.**

Large barre d'appui pour faciliter la préhension.

S'adapte à la plupart des baignoires standards (épaisseur de 4 à 9,5 cm).

OPTIONS

FARE



Pour faciliter d'autant plus l'entrée et la sortie de la baignoire, la barre d'appui NENGO® peut être utilisée en association avec le marche pied FARE®.

MANEA



Le support de douche flexible et repositionnable MANEA® facilite la toilette.

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



VOTRE CONSEILLER

ALTER ECO SANTÉ

7 IMPASSE PRADIÉ — 31270 VILLENEUVE TOLOSANE — FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK



FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	NENGO®
DESCRIPTION COURTE :	BARRE D'APPUI XL POUR BAIGNOIRE
RÉFÉRENCE :	SUN12310
DATE DE MISE À JOUR :	10/02/2020
CLASSE DE DISPOSITIF :	NON APPLICABLE
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	04250629301552
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	2,80 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	130 KG
FABRICANT :	SUNDO
ORIGINE :	ALLEMAGNE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Utilisation par une personne ayant besoin d'un appui stable pour entrer et sortir d'une baignoire. Convient aux baignoires standards d'épaisseur de rebord compris entre 4 et 9,5 cm.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne pas utiliser sur un autre support qu'une baignoire.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Acier inoxydable peint, résistant à la corrosion.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant 1 barre d'appui XL pour baignoire NENGO® et sa fiche technique.
COULEUR :	Blanc.
DIMENSIONS :	Hauteur de la poignée sur le bord de la baignoire : 16 cm. Largeur de la poignée : 29 cm. Dimensions hors tout : 50 x 46 cm.