

SANGLE DE REHAUSSEMENT

RÉFÉRENCE
SI21890



La sangle BILINGUE® permet de rehausser une personne au fauteuil ou au lit.

Elle permet d'effectuer le geste sans prise directe sur le patient. Elle s'utilise à deux soignants, et fournit 6 poignées permettant d'assurer une prise en main parfaite.

La base du U se glisse sous les ischions, pour un rehaussement facilité par la glisse de BILINGUE® sur l'assise. Les deux extrémités se croisent dans le dos du patient.

Les soignants saisissent les poignées (situées au niveau des épaules et des ischions) pour effectuer le rehaussement ■

LES **+** PRODUIT

Permet la prévention des TMS du soignant.

Sangle multiusage.

Confortable pour le patient grâce à la mousse intérieure.




© NFCA Pictures

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	BILINGUE®
DESCRIPTION COURTE :	SANGLE DE REHAUSSEMENT
RÉFÉRENCE :	SI21890
DATE DE MISE À JOUR :	21/05/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	03760311370755
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	150 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	130 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Mobilisation manuelle par deux tierces personnes, pour le rehaussement d'un sujet présentant une incapacité ou des difficultés de rehaussement autonome au lit ou au fauteuil.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Après utilisation, ne pas laisser la sangle BILINGUE® sur le sol. Ne pas approcher d'une flamme nue ou d'une source de chaleur. L'aidant ne doit pas utiliser la sangle BILINGUE® seul.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases, acides, eau de javel, assouplissant et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Lavage en machine à une température maximale de 60 °C. - Trempage en solution hospitalière détergente /désinfectante. - Séchage en machine à faible température avec programme linge délicat. - Ne pas repasser. - Blanchisserie interdite.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Polypropylène, nylon enduction PVC, polyester, polyester enduction PVC, jersey polyester enduction PVC.
CONDITIONNEMENT :	1 sachet contenant une sangle BILINGUE® et sa fiche technique.
COULEUR :	Vert, noir.
DIMENSIONS :	55 x 100 cm.