

PLANCHE DE TRANSFERT

RÉFÉRENCE
SIIM401

La planche de transfert BUTTERFLY® est une planche en fibre de verre, associée avec une aile de glissement en MULTIGLIDE® pour optimiser l'efficacité de la planche.

Cette association facilite le transfert seul ou aidé et supprime le problème de l'adhérence sur une personne nue.

Primordiale dans le cadre du réapprentissage des transferts, elle s'avère très utile pour des patients amputés, à forte charge pondérale ou en sortie de bain.

La planche BUTTERFLY® sert de passerelle entre deux plans assis, par exemple : fauteuil-lit. On peut aussi l'utiliser pour les transferts voiture, toilette, bain, rééducation.

Pour s'adapter à toutes les situations, la gamme "Planche de transfert" est composée de 7 modèles différents par la forme et les dimensions.

Livrée avec une aile large SIIM4001 ■



© NFCA Pictures

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube

LES + PRODUIT

L'association de la planche et de l'aile donne une **efficacité incomparable**.

Charge acceptée de **250 kg**.

Encoches de la planche adaptées pour se positionner au niveau des roues d'un fauteuil roulant.

Dessous de la planche antidérapant pour éviter que la planche ne glisse.

OPTIONS

SIIM4002



Une aile extra-large pour planche BUTTERFLY® est également disponible.
Dimensions : 35 x 47,5 cm.

OLIVIA



Avec un aidant, la planche BUTTERFLY® peut être associée à une ceinture de transfert OLIVIA® et un disque pivotant de type PEDILETTE® pour faciliter le transfert.

PEDILETTE



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK



VOTRE CONSEILLER

FICHE TECHNIQUE

REF	Désignation	Dimensions
SIIM401 <i>N° Identification UDI : 05708012127252</i>	Planche BUTTERFLY® avec aile large 35°	66 x 33 x 1,8 cm
SIIM4001 <i>N° Identification UDI : 05708012489190</i>	Aile 35° large pour planche BUTTERFLY®	40 x 35 cm
SIIM4002 <i>N° Identification UDI : 05708012489206</i>	Aile 35° extra large pour planche BUTTERFLY®	47,5 x 35 cm



PRODUIT :	BUTTERFLY®
DESCRIPTION COURTE :	PLANCHE DE TRANSFERT
RÉFÉRENCE :	SIIM401
DATE DE MISE À JOUR :	30/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS (*HORS PIÈCES D'USURE)
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	3
POIDS :	1,95 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	250 KG
FABRICANT :	IMMEDIA
ORIGINE :	DANEMARK

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Doit être utilisée entre deux plans assis, pour un sujet présentant des difficultés de verticalisation, pour un transfert seul ou aidé. Recommandée pour le ré-apprentissage des transferts, pour des sujets amputés, réputés lourds et en sortie de balnéothérapie. Avant le transfert, s'assurer que l'utilisateur n'a pas la peau pincée par la planche.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne jamais utiliser la planche BUTTERFLY® sans son aile MULTIGLIDE® (risque de casse). Après utilisation, la planche BUTTERFLY® ne doit pas rester sur le sol.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu et surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. <u>Pour l'aile seule :</u> Lavage en machine à 80° et séchage à 65°. <u>Pour l'aile et la planche :</u> Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (Essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air).
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Planche : Fibre de verre. Aile : MULTIGLIDE®.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant 1 planche de transfert BUTTERFLY®, une aile large MULTIGLIDE® (SIIM4001N) et sa fiche technique.
PIECE D'USURE :	Aile MULTIGLIDE®.
COULEUR :	Blanc, vert.