



LES PRODUIT

Particulièrement adaptées aux services à fort risque infectieux.

Bonne résistance à la déchirure.

Existe en 3 formats : 1/2 corps, corps entier et XL

OPTIONS

ROLLBORD®



S'utilise en association avec les matelas de transfert :

ROLLBORD®
et
TWO-MOVE®

TWO-MOVE®



ROULEAUX

RÉFÉRENCES


SIIM40100 / SIIM40105 / SIIM40210 / SIIM40300 / SIIM4031 / SIIM40R150
SIIM41R150 / SIIM42R150 / SIIM43R150 / DEROULEURNC / DEVPIEDNC

Les housses de protection à usage unique s'utilisent en association avec les matelas de transfert de type ROLLBORD® ou TWO-MOVE®.

Particulièrement adaptées pour les services à fort risque infectieux ainsi que les services dans lesquels les protocoles de nettoyage sont contraignants, les housses à usage unique permettent de protéger les matelas de transfert et une élimination rapide de ces derniers après utilisation.

Les différents conditionnements proposés permettent de s'adapter à la fréquence d'utilisation de housses de protection selon les différents services.

Un dérouleur support mural ainsi qu'un dévidoir sur pieds pour rouleau de housses à usage unique sont également disponibles en option ■



Dérouleur support mural pour rouleau de 60 cm de longueur.

Réf : DEROULEURNC



Dévidoir sur pieds pour rouleau de 60 cm de longueur.


Dispositif de freinage inclus.

Réf : DEVPIEDNC

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE

| Réf | Désignation | Dimensions |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| SIIM40100 | 2 rouleaux de 50 housses (100 housses) | 200 x 60 cm |
| SIIM40105 | 1 rouleau de 500 housses | 105 x 60 cm |
| SIIM40210 | 2 rouleaux de 250 housses (500 housses) | 210 x 60 cm |
| SIIM40300 | 6 rouleaux de 50 housses (300 housses) | 200 x 60 cm |
| SIIM40R150 | 2 rouleaux de 150 housses (300 housses) | 210 x 60 cm |
| SIIM41R150 | 1 rouleau de 300 housses (300 housses) | 105 x 60 cm |
| SIIM42R150 | 2 rouleaux de 150 housses (300 housses) | 210 x 80 cm |
| SIIM43R150 | 2 rouleaux de 150 housses (300 housses) | 120 x 60 cm |
| SIIM4031 | 3 rouleaux de 50 housses (150 housses) | 105 x 60 cm |
| DEROU-LEURNC | Dérouleur support mural pour rouleau de housses à usage unique | 64 x 10 x 14 cm |
| DEVPIEDNC | Dévidoir sur pieds pour rouleau de housses à usage unique | 70 x 90 x h 130 cm |

| Réf | N° Identification UDI |
|------------|-----------------------|
| SIIM40100 | 03760311371233 |
| SIIM40105 | En cours d'obtention |
| SIIM40210 | En cours d'obtention |
| SIIM40300 | 03760311371226 |
| SIIM40R150 | 03760311371172 |
| SIIM41R150 | 03760311371165 |
| SIIM42R150 | En cours d'obtention |
| SIIM43R150 | En cours d'obtention |
| SIIM4031 | 03760311371219 |



| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUIT : | HOUSSES DE PROTECTION À USAGE UNIQUE |
| DESCRIPTION COURTE : | ROULEAUX |
| RÉFÉRENCE : | SIIM40100 / SIIM40105 / SIIM40210 / SIIM40300 SIIM4031 / SIIM40R150 / SIIM41R150 / SIIM42R150 / SIIM43R150 / DEROULEURNC / DEVPIEDNC |
| DATE DE MISE À JOUR : | 02/07/2018 |
| CLASSE DE DISPOSITIF : | CLASSE 1 |
| GARANTIE* : | 2 ANS |
| N° D'IDENTIFICATION UDI : | VOIR TABLEAU REF |
| GÉNÉRATION DE PRODUIT : | 2 |
| POIDS : | 32,60 G PAR HOUSSE POUR UNE LONGUEUR DE 105 CM - 35 G POUR 120 CM. |
| POIDS : | 65,20 G PAR HOUSSE POUR UNE LONGUEUR DE 200 OU 210 CM. |
| CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE : | NA |
| FABRICANT : | ALTER ECO SANTÉ |
| ORIGINE : | FRANCE |

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATIONS D'UTILISATION : | Utilisation pour la protection des matelas de transfert de type ROLLBORD®, TWO-MOVE® ou autres marques. Après utilisation suivre le protocole d'élimination des déchets à risque infectieux (DASRI). |
| PRÉCAUTIONS D'USAGE : | Les housses à usage unique ne remplacent en aucun cas la housse d'origine des planches et matelas de transfert. La housse à usage unique doit être enfilée sur l'ensemble : planche/matelas de transfert + housse d'origine prévue par le fabricant du matériel à protéger. |
| CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ : | Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Après utilisation, la housse ne doit pas rester au sol ou dans le lit. |
| HYGIÈNE ET ENTRETIEN : | 100 % recyclable si non souillée. Usage unique, non stérile. Après utilisation, éliminer selon le protocole en vigueur (DASRI). Alimentaire conformément au décret n°2007-766 du 10/05/2007 et règlement CE 1935/2004 du 27/10/2004. |
| STOCKAGE : | Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C). |
| COMPOSITION : | Polyéthylène Basse Densité Linéaire (PEBDL). |
| CONDITIONNEMENT : | 1 carton contenant le conditionnement choisi de housses à usage unique et/ou un dérouleur ou dévidoir, et la fiche technique. |
| COULEUR : | Incolore « Cristal ». |