

AVEC UN HAMAC À USAGE UNIQUE

RÉFÉRENCES

SIIM433 / SIIM434 / SIIM435

La potence de suspension talonnière est légère et facile à mettre en place. Cette aide permet l'aération et le soin du pied du patient, ce qui favorise alors la cicatrisation dans le cas d'escarres talonnières.

Disponible en deux tailles, elle peut être utilisée au lit ou au fauteuil pour un confort optimum ■



LES PRODUIT

Léger, facile à transporter.

Contribue à la cicatrisation des escarres.

Disponible en deux hauteurs.

ACCESSOIRE

Jeu de 20 hamacs à usage unique, en polyuréthane
Réf SIIM435


ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 




VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER



FICHE TECHNIQUE

REF	Désignation	Poids	Dimensions
SIIM433 N° Identification UDI : 03760311371134	Potence de suspension talonnière avec un hamac à usage unique	1,6 kg	40 x 40 x h 38 cm
SIIM434 N° Identification UDI : 03760311371127	Potence de suspension talonnière avec un hamac à usage unique	1,75 kg	40 x 40 x h 52 cm
SIIM435 N° Identification UDI : 03760311370007	Jeu de 20 hamacs à usage unique pour suspension talonnière	100 g	22 x 17,5 cm



PRODUIT :	POTENCE DE SUSPENSION TALONNIÈRE
DESCRIPTION COURTE :	AVEC UN HAMAC À USAGE UNIQUE
RÉFÉRENCE :	SIIM433 SIIM434 SIIM435
DATE DE MISE À JOUR :	29/05/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	VOIR TABLEAU REF
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	NA
FABRICANT :	ALTER ECO SANTE
ORIGINE :	FRANCE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Utilisation pour l'aération ou le soin du pied d'un sujet. Après utilisation, éliminer le hamac à usage unique selon la procédure en vigueur.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases, acides eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	POTENCE : Acier chromé. HOUSSE HAMAC : Enduction polyuréthane sur polyuréthane non tissé.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant une potence de suspension talonnière avec un hamac à usage unique et la fiche technique.
COULEUR :	Chrome, bleu.