

PLANCHE DE TRANSFERT

RÉFÉRENCES :

SIECS130100NC / SIECS120100NC

SIECS110100NC / SISAA71101NC

SISAA71104NC / SISAA71105NC / SISAA71902NC

La planche de transfert ROLLBORD® permet à un ou deux soignants de réaliser le transfert du patient, de façon sécurisée, par exemple entre un brancard et table d'opération.

Constituée d'un plan rigide confortable, la planche de transfert bénéficie également d'un traitement antibactérien. Les planches ROLLBORD® modèles Softbed Radio Rigide et Mini Gyn sont radiotransparentes.

La ROLLBORD® existe en plusieurs formats, permettant ainsi de s'adapter à toutes les situations de transfert.

Housses de rechange et paire d'embouts en accessoires de rechange ■



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube

LES **+** PRODUIT

Transfert sécurisé et confortable.

Traitement antibactérien.

Traitement du tissu en nylon pour résister aux déchirures.

Radiotransparent : Modèles Softbed Radio Rigide et Mini Gyn.

ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 



VOTRE CONSEILLER

FICHE TECHNIQUE

REF	Désignation	Dimen- sions	Pliant	Charge max.
SIECS 130100NC	Planche de transfert ROLLBORD® Mini Gyn	91 x 50 cm	Non	180 kg
SIECS 120100NC	Planche de transfert ROLLBORD® Softbed Radio Rigide	177 x 50 cm	Non	310 kg
SIECS 110100NC	Planche de transfert ROLLBORD® Standard Pliant	177 x 50 cm	Oui	240 kg
SISAA 71101NC	Housse de rechange pour ROLLBORD® Standard Pliant	164 x 52 cm	N/A	N/A
SISAA 71104NC	Housse de rechange pour ROLLBORD® Softbed Radio Rigide	164 x 52 cm	N/A	N/A
SISAA 71105NC	Housse de rechange pour ROLLBORD® Mini Gyn	80 x 52 cm	N/A	N/A
SISAA 71902NC	Paire d'embouts noir de rechange pour Rollbord	N/A	N/A	N/A



PRODUIT :	ROLLBORD®
DESCRIPTION COURTE :	PLANCHE DE TRANSFERT
RÉFÉRENCES :	CF TABLEAU
DATE DE MISE À JOUR :	17/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS (*HORS PIÈCES D'USURE)
N° D'IDENTIFICATION UDI :	EN COURS D'OBTENTION
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	CF TABLEAU
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	CF TABLEAU
FABRICANT :	SAMARIT
ORIGINE :	SUISSE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Manutention manuelle par une ou deux personnes, pour le transfert d'un sujet allongé d'un plan horizontal à un autre. Peut être utilisée en service de radiologie dans sa version standard. Doit être utilisée à plat.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne pas utiliser en IRM dans sa version standard.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression ou avec des détergents utilisés en hôpitaux (lingettes).
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
PIÈCES D'USURES	Embouts, housse.
COMPOSITION :	Intérieur : Mousse fermée HDPE. Housse : Tissu PE bleu recouvert avec du Téflon hydrophobe cousu. Housse extérieure : Tissu PE avec revêtement argent, traitement antibactérien, retarde le feu (classe M2). Embouts sécurité : poignée en ABS noire. Vis : Métal anticorrosif ou PVC pour IRM sur commande. Autocollant : imprimé film PVC.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant 1 planche de transfert ROLLBORD® et sa fiche technique.
COULEUR :	Gris.