

CEINTURE PELVIENNE FAUTEUIL CONFORT

RÉFÉRENCES
SISCC4415 / SISCC4416

CEINTURE PELVIENNE FAUTEUIL ROULANT MANUEL

RÉFÉRENCES
SISCC4315 / SISCC4316



La ceinture pelvienne permet le maintien d'un patient en posture assise dans un fauteuil roulant manuel, un fauteuil confort ou standard.

Le maintien pelvien empêche le patient de glisser vers l'avant et préserve ainsi son intégrité physique.

La fixation est assurée par une sangle à l'arrière du dossier ainsi qu'au bas de l'assise ■

LES PRODUIT

Ceinture disponible en **2 tailles**.

Fixation du maintien grâce aux **sangles à boucle de fixation rapide**.



Attache sur fauteuil confort




Attache sur fauteuil roulant manuel

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE

Réf	Désignation	Tour de taille avec le fauteuil	Poids
SISCC4415	Ceinture Pelvienne Confort pour fauteuil confort. Taille M	65-240 cm	280 g
SISCC4416	Ceinture Pelvienne Confort pour fauteuil confort. Taille L	85-295 cm	280 g
SISCC4315	Ceinture Pelvienne Confort pour fauteuil roulant manuel. Taille M	100-135 cm	250 g
SISCC4316	Ceinture Pelvienne Confort pour fauteuil roulant manuel. Taille L	115-165 cm	250 g



PRODUIT :	SALVACLIP CONFORT®
DESCRIPTION COURTE :	CEINTURE PELVIENNE CONFORT POUR FAUTEUIL ROULANT MANUEL OU CONFORT
RÉFÉRENCE :	SISCC4415 SISCC4416 SISCC4315 SISCC4316
DATE DE MISE À JOUR :	13/02/2020
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	EN COURS D'OBTENTION
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	4
POIDS :	VOIR TABLEAU RÉF
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	NA
FABRICANT :	MEDICARE SYSTEM
ORIGINE :	ESPAGNE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	<p>Avant chaque utilisation, vérifier l'état des sangles, des coutures et des bouches de fermeture. Avant utilisation d'un moyen de contention, consultez la recommandation ANSM du 08/03/2011 référence DM-RECO 11/02.</p> <p>Indiqué pour le maintien d'un sujet en posture assise dans un fauteuil.</p> <p>Indiqué pour des sujets à risque de chute, en régression psychomotrice.</p>
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<p>Ne pas utiliser en dehors des conditions d'utilisation précédemment citées.</p> <p>Ne pas utiliser un matériel altéré ou endommagé.</p>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS.</p> <p>Produits interdits : Solvants, bases, acides, assouplissant, eau de javel et produits abrasifs.</p> <p>Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavage en machine à température maximale de 40°C. - Séchage en machine à température faible. - Ne pas repasser. - Ne pas nettoyer à sec.
STOCKAGE :	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
COMPOSITION :	<p>Extérieur : 35% coton, 65% polyester. Intérieur et sangles : 100 % polyester. Boucles : Acétal.</p>
CONDITIONNEMENT :	<p>1 sac contenant une ceinture pelvienne et la fiche technique.</p>
COULEUR :	<p>Bleu.</p>