

POUR LA PRÉVENTION DE LA CHUTE

RÉFÉRENCES

SU4820023S / SU4820023M / SU4820023L



Les chaussettes antidérapantes sont un bon outil pour la prévention des chutes. La plante du pied étant entièrement caoutchoutée, les chaussettes sont antidérapantes et stables sur tout type de sols.

Elles sont également conçues dans une matière très confortable.

Les chaussettes antidérapantes peuvent être portées indifféremment par un homme ou une femme ■

LES PRODUIT

Confortables pour l'utilisateur.

Outil pour la **prévention de la chute**.

Facilement nettoyables.




VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE

Réf	Désignation	Pointure
SU4820023S N° Identification UDI : 04009867022978	Paire de chaussettes antidérapantes Taille S - Couleur Bordeaux	35/38
SU4820023M N° Identification UDI : 04009867022954	Paire de chaussettes antidérapantes Taille M - Couleur Noir	39/42
SU4820023L N° Identification UDI : 04009867022954	Paire de chaussettes antidérapantes Taille L - Couleur Noir	43/45



PRODUIT :	CHAUSSETTES ANTIDÉRAPANTES
DESCRIPTION COURTE :	POUR LA PRÉVENTION DE LA CHUTE
RÉFÉRENCE :	SU4820023S / SU4820023M / SU4820023L
DATE DE MISE À JOUR :	30/07/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	100 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	NA
FABRICANT :	SUPRIMA
ORIGINE :	ALLEMAGNE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Indiqué pour la prévention de la chute. Utilisation recommandée sur une surface sèche.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des conditions d'utilisation précédemment citées. Non approprié pour un sujet trainant les pieds ou avec une restriction du système locomoteur. Risque de dérapage sur les surfaces humides ou moites malgré la plante de pied caoutchoutée.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases, acides, assouplissant, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. - Lavage en machine à une température maximale de 60 °C. - Séchage en machine à température faible (60°C maximum). - Repassage à faible température (- de 110°C). - Blanchisserie interdite.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	80% coton, 15% polyamide, 5% élasthanne.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant une paire de chaussettes antidérapantes et la fiche technique.
COULEUR :	Bordeaux ou noir selon la pointure.