

AMORTISSEURS DE CHOCS
RÉFÉRENCE
SU2008



Les protecteurs de hanches permettent d'amortir les chutes et les chocs latéraux et de réduire le risque de fractures de la hanche.

La forme ergonomique permet un confort maximum en position debout comme couchée et maintient une complète liberté de mouvement.

Leur composition est étudiée pour ne laisser aucune trace de pression ou de friction sur la peau.

Ils sont compatibles avec toutes nos culottes et porte protecteurs.

Les protecteurs de hanches sont particulièrement adaptés aux patients atteints d'Alzheimer ou apparenté ■

LES + PRODUIT

Confortables, ils respectent la peau de l'utilisateur.

Souples, ils s'adaptent à toutes les morphologies.

Compatibles avec l'ensemble des culottes et porte protecteurs de la gamme.

OPTIONS



Les protecteurs de hanches sont à utiliser en association avec une culotte ou un porte protecteurs de hanches.

ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65


CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



VOTRE CONSEILLER



FICHE TECHNIQUE

Réf	N° Identification UDI	Désignation	Taille Dimensions
SU2008	04009867019497	Paire de protecteurs de hanches	16 x 18 cm
SU1450S	04009867017646	Paire de protecteurs de hanches avec 3 culottes S	Taille S 36/38
SU1450M	04009867017639	Paire de protecteurs de hanches avec 3 culottes M	Taille M 40/42
SU1450L	04009867017622	Paire de protecteurs de hanches avec 3 culottes L	Taille L 44/46
SU1450XL	04009867017653	Paire de protecteurs de hanches avec 3 culottes XL	Taille XL 48/52
SU1450XXL	04009867017660	Paire de protecteurs de hanches avec 3 culottes XXL	Taille XXL 54/56
SU1450XXXL	<i>En cours d'obtention</i>	Paire de protecteurs de hanches avec 3 culottes XXXL	Taille XXXL 58/60
SU1440S	04009867017547	Paire de protecteurs de hanches avec 2 culottes S	Taille S 36/38
SU1440M	04009867017530	Paire de protecteurs de hanches avec 2 culottes M	Taille M 40/42
SU1440L	04009867017523	Paire de protecteurs de hanches avec 2 culottes L	Taille L 44/46
SU1440XL	04009867017554	Paire de protecteurs de hanches avec 2 culottes XL	Taille XL 48/52
SU1440XXL	04009867017561	Paire de protecteurs de hanches avec 2 culottes XXL	Taille XXL 54/56
SU1440XXXL	<i>En cours d'obtention</i>	Paire de protecteurs de hanches avec 2 culottes XXXL	Taille XXXL 58/60
SU1415SP	<i>En cours d'obtention</i>	Paire de protecteurs de hanches avec 1 porte protecteurs S	Taille S 36/38
SU1415MP	<i>En cours d'obtention</i>	Paire de protecteurs de hanches avec 1 porte protecteurs M	Taille M 40/42
SU1415LP	<i>En cours d'obtention</i>	Paire de protecteurs de hanches avec 1 porte protecteurs L	Taille L 44/46
SU1415XLP	<i>En cours d'obtention</i>	Paire de protecteurs de hanches avec 1 porte protecteurs XL	Taille XL 48/52
SU1415XXLP	<i>En cours d'obtention</i>	Paire de protecteurs de hanches avec 1 porte protecteurs XXL	Taille XXL 54/56

PRODUIT :	PROTECTEURS DE HANCHES
DESCRIPTION COURTE :	AMORTISSEURS DE CHOCS
RÉFÉRENCE :	SU2008
DATE DE MISE À JOUR :	30/07/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	100 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	NA
FABRICANT :	SUPRIMA
ORIGINE :	ALLEMAGNE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Indiqué pour les sujets présentant des fragilités de la hanche. Indiqué pour la prévention de la chute. Utilisation combinée avec une culotte ou un porte protecteurs de hanches.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des conditions d'utilisation précédemment citées. Les protecteurs de hanches ne peuvent pas empêcher toutes les blessures dues à une chute. Nous déclinons toute responsabilité dans ce cas de figure.

HYGIÈNE ET ENTRETIEN :

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS.

Produits interdits : Solvants, bases, acides, assouplissant, eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.

Procédé de lavage des protecteurs de hanches :

- Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant de pH neutre (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air).

- Lavage en machine à température maximale de 60°C.

Procédé de lavage culotte / porte protecteurs :

- Lavage en machine à température maximale de 95°C pour les culottes et 60°C pour les porte protecteurs

- Pas de séchage en machine.

- Pas de repassage.

- Blanchisserie interdite.

STOCKAGE :

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

COMPOSITION :

Mousse viscoélastique, enveloppe PVC.

CONDITIONNEMENT :

1 sachet contenant la référence commandée et la fiche technique.

COULEUR :

Blanc.