

COUSSIN D'AIDE AU LEVER

RÉFÉRENCES
SUN46777 / SUN46778



Le coussin d'aide au lever UPLIFT® est conçu pour amener lentement et prudemment l'utilisateur en position debout. Fonctionnant à l'aide d'un piston intégré s'adaptant au poids de l'utilisateur, il s'utilise sans alimentation électrique.

UPLIFT® soulève jusqu'à 80% du poids de l'utilisateur. La mousse de l'assise s'adapte à l'utilisateur pour un confort maximum. Équipé d'une poignée en position fermé, il est facilement transportable. ■

LES PRODUIT

Fonctionne **sans électricité**.

Assise très **confortable et facile d'entretien**.

Transportable et léger.

Système d'aide au lever hautement **sécurisé**.



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



OPTIONS

ONE-WAY



Le coussin unidirectionnel ONE-WAY® permet de ne pas glisser lors du relevage.


AUTOMAX



Utilisé en association avec le guidon AUTOMAX®, le coussin d'aide au lever UPLIFT® facilite d'autant plus la verticalisation.



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ — 31270 VILLENEUVE TOLOSANE — FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE

REF	Désignation	Charge max.
SUN46777 N° Identification UDI : 04250629325282	Coussin d'aide au lever UPLIFT105®	35 à 105 kg
SUN46778 N° Identification UDI : 04250629325299	Coussin d'aide au lever UPLIFT160®	90 à 160 kg



PRODUIT :	UPLIFT®
DESCRIPTION COURTE :	COUSSIN D'AIDE AU LEVER
RÉFÉRENCES :	SUN46777 / SUN46778
DATE DE MISE À JOUR :	10/02/2020
CLASSE DE DISPOSITIF :	NON APPLICABLE
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	4 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	VOIR TABLEAU REF
FABRICANT :	SUNDO
ORIGINE :	ALLEMAGNE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Utilisation par une personne ayant des difficultés à la verticalisation autonome et ayant à minima la capacité de station debout. Utilisation sur des assises équipées d'accoudoirs, disposant d'une surface d'assise suffisamment stable. Avant tout utilisation, s'assurer que rien ne vient gêner la fonction du piston.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne pas utiliser un produit fendu ou cassé. Ne pas réparer soi-même. Ne pas utiliser sur un autre support qu'une assise stable et équipée d'accoudoirs.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Housse amovible pour un lavage en machine.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Mousse viscoélastique (PP), housse 100% polyester, plastique, métal.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant 1 coussin d'aide au lever UPLIFT® et sa fiche technique.
COULEUR :	Noir.
DIMENSIONS :	Socle : 41 x 38 cm. Coussin : 48 x 43 cm. Hauteur d'assise : 5 cm fermé, à 26 cm ouvert.