


## DRAP DE TRANSFERT COLLECTIVITÉ MONOPATIENT

RÉFÉRENCES : PRO110 / PRO130 / PRO140




Le drap de transfert PROGLISS® est indispensable pour rehausser ou mobiliser confortablement un patient atone.

Inséré sous le patient, l'effet de glisse allège la charge de travail des soignants et contribue à la prévention des escarres. PROGLISS® s'utilise sur tous types de couchages.

Associé à la sangle POULIE® ou au coussin ESCABOLI®, il permet de solliciter les capacités résiduelles du patient.

Usage monopatient.



### LES + PRODUIT

La large surface de glisse des draps PROGLISS® est la plus adaptée à la mobilisation au lit (130 x 90 cm).

Il contribue à la **prévention des escarres** en évitant les cisaillements.


Le drap de transfert PROGLISS® permet de **prévenir les lombalgies** en allégeant de 60% l'effort des soignants.

Disponible en **plusieurs tailles**

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



VOTRE CONSEILLER



**ALTER ECO SANTE**

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE


TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

## FICHE TECHNIQUE

REF	Désignation	Dimensions Surface	Poids	Charge max.
PRO110 <i>N° Identification UDI : En cours d'obtention</i>	Drap de rehaussement collectivité PROGLISS® monopatient	110 x 70 cm 0,77 m <sup>2</sup>	180 g	300 kg
PRO130 <i>N° Identification UDI : En cours d'obtention</i>	Drap de rehaussement collectivité PROGLISS® monopatient	130 x 90 cm 1,17 m <sup>2</sup>	200 g	300 kg
PRO140 <i>N° Identification UDI : En cours d'obtention</i>	Drap de rehaussement collectivité PROGLISS® monopatient bariatrique	140 x 120 cm 1,68 m <sup>2</sup>	240 g	300 kg



PRODUIT :	PROGLISS®
DESCRIPTION COURTE :	DRAP DE TRANSFERT COLLECTIVITÉ MONOPATIENT
RÉFÉRENCES :	PRO110 / PRO130 / PRO140
DATE DE MISE À JOUR :	12/03/2021
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	VOIR TABLEAU REF
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	VOIR TABLEAU REF
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	ROYAUME-UNI / RPC

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

<b>INDICATIONS D'UTILISATION :</b>	<p>Manutention manuelle par une tierce personne pour les sujets présentant une incapacité de rehaussement ou de mobilisation en position allongée.</p> <p>S'utilise avec l'étiquette à l'extérieur.</p> <p>Doit être placé sous le patient : sous les fesses, les épaules et la tête.</p>
<b>CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :</b>	<p><b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</b></p> <p><b>Après utilisation, le drap PROGLISS® ne doit pas rester ni sur le sol, ni dans le lit.</b></p> <p><b>Ne pas approcher d'une flamme ou d'une source de chaleur importante.</b></p> <p><b>Ne pas laisser un patient seul sur le drap.</b></p>
<b>HYGIÈNE ET ENTRETIEN :</b>	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS.</p> <p><b>Produits prohibés :</b> Solvants, bases, acides, eau de javel, produits abrasifs et assouplissants.</p> <p><b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes pH compris entre 5 et 9.</p> <p><b>Le procédé de lavage suivant doit être utilisé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavage à 80° en machine.</li> <li>• Séchage en machine à 60°.</li> <li>• Lavage à la main, trempage et essuyage.</li> </ul>
<b>STOCKAGE :</b>	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
<b>COMPOSITION :</b>	<p>Polyester avec enduction silicone.</p>
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	<p>1 sachet contenant 1 drap de transfert PROGLISS® et sa fiche technique.</p>
<b>COULEUR :</b>	<p>Bleu sarcelles.</p>