

STANDING LV®

Appareil modulaire de verticalisation

Référence
RUVLM3000NC

Le STANDING LV est un appareil modulaire de verticalisation, permettant la station debout en toute sécurité.

Particulièrement adapté aux centres de rééducations, centres hospitaliers, hébergements pour personnes âgées, il s'utilise également au domicile.

Il est principalement destiné à des patients présentant une diminution importante de la fonction motrice des membres inférieurs.

Il a été conçu pour assurer une verticalisation avec une double sécurité. Equipé de coussins au niveau de l'appui-fessier, des hanches et des genoux, le STANDING LV assure un maintien confortable pour le patient.

Grâce à son système télescopique, compensé par ressort, il est aisé d'obtenir un réglage en hauteur sans effort.

Le verticalisateur STANDING LV est équipé de roulettes pour faciliter son déplacement.

Ses nombreuses options permettent d'adapter l'appareil à vos besoins.

Les options disponibles sont :

Visionnez nos vidéos sur la chaîne Alter Eco Santé



LES PRODUITS

Appui-dos inclinable avant/arrière, réglable en hauteur
Réf : RUVAL2340NC

Appui-thoracique réglable en hauteur
Réf : RUVAT3041NC

Appui-frontal réglable en hauteur
Réf : RUVAL3042NC

OPTIONS

Appui-dos inclinable avant/arrière, réglable en hauteur
Réf : RUVAL2340NC

Appui-thoracique réglable en hauteur
Réf : RUVAT3041NC

Appui-frontal réglable en hauteur
Réf : RUVAL3042NC

GARANTIE
2 ans
Hors pièces
d'usure

VOTRE CONSEILLER

ALTER ECO SANTE

7 impasse Pradiø 31270 VILLENEUVE TOLOSANE France
TØl. 05 34 46 03 76 / Fax 05 34 46 13 65
contact@alterecosante.net / www.alterecosante.net

Rejoignez-nous sur Facebook

LES RÉGLAGES

Dimensions en mm par rapport au sol	Hauteur de la tablette	Hauteur de l'appui-fessier	Hauteur de l'appui-genoux	Encombrement Largeur/Longueur	Poids
Modèle Adulte RUVLM3000NC	900 à 1 250 mm	700 à 1 050 mm	400 à 600 mm	750 à 800 mm	40 kg
Modèle Adulte XP RUVLM30XPNC	900 à 1 250 mm	700 à 1 050 mm	400 à 600 mm	850 à 800 mm	42kg
Modèle Adolescent RUVLM2000NC	800 à 1 050 mm	550 à 800 mm	250 à 450 mm	750 à 800 mm	39kg



FICHE TECHNIQUE

PRODUIT :	STANDING LV
DESCRIPTION COURTE :	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION
RÉFÉRENCE :	RUVLM3000NC / RUVLM30XPNC / RUVLM2000NC
DATE DE MISE À JOUR :	02/07/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	EN COURS D'OBTENTION
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	4
POIDS :	40 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	95 KG / 135 KG / 60 KG
FABRICANT :	RUPIANI
ORIGINE :	FRANCE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Verticalisation par une tierce personne d'un sujet présentant des difficultés de verticalisation autonome et à la station debout. Indiqué pour les sujets présentant une diminution importante de la fonction motrice des membres inférieurs. Doit être utilisé à plat sur une surface plane.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Procéder à une révision du verticalisateur avant toute nouvelle utilisation. Ne pas manœuvrer le réglage de la tablette en hauteur si la tablette et le bras ne sont pas installés sur l'appareil. Ne pas laisser un patient seul sur l'appareil.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Acier, mousse polyuréthane injectée, bois, époxy et/ou chrome.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant 1 verticalisateur Standing LV, sa fiche technique et sa notice de montage.
COULEUR :	Gris.